

2017年7月3日

お客様各位

Capintec 社製放射能測定装置校正手順変更のご案内

東京都新宿区原町 3-61
アクロバイオ株式会社
電話：(03) 5272-0621

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、Capintec 社製 Captus3000 型放射能測定装置の校正手順につきまして、下記の通り変更させて頂きたくご案内申し上げます。

Bq1 解析ソフトウェアの変更はございませんので、現行通り Cs134 及び Cs137 の測定及び解析をご利用いただけます。

記

対象容器：500ml マリネリ容器・1000ml マリネリ容器・統一線源容器

変更前：Cs-137 線源及び Cs-134/ Cs-137 混合核種線源による校正

変更後：Cs-137 線源による校正

適用日：平成 29 年 7 月 18 日以降

今後も弊社は、お客様によりご安心頂ける製品及びサービスを提供させて頂く為誠意努力して参る所存でございますので、今後ともご高配を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具